

## HIGIENIZAÇÃO PROFUNDA DE PELE LIPÍDICA

### 1° Higienizar:

Utilizar SILVER RAYS e remover com papel e remover com algodão umedecido.

### 2° Saponificação:

Com IONTO DESINCRUSTRANTE, por 3 minutos no pólo negativo do aparelho de corrente galvânica (caso necessário).

### 3° Peding:

Aplique pequena quantidade de PEELING DE LARANJA E MEL, massageando suavemente. Retirar com algodão umedecido em água.

### 4° Emoliência: escolher uma das 3 opções.

☐ a) Máscara Térmica: cubra o rosto com fina camada de CREME AMOLECEDOR DE COMEDÕES, sobreponha compressas de LOÇÃO N°3 e a máscara térmica, por 10 minutos.

☐ b) Vapor de Ozônio: aplique CREME AMOLECEDOR DE COMEDÕES em todo o rosto. Posicione o aparelho a 20-25cm de distância e aqueça a pele por 10 minutos. Proteja os olhos com compressas embebidas de LOÇÃO BRANCA.

### 5° Extração:

Faça a extração. Iniba eventuais sangramentos com LOÇÃO N°5 (Antiacne).

### 6° Desinfectar

Aplique LOÇÃO ANTIACNE.

### 7° Alta-Frequência:

Por 5 minutos, cauterizando se necessário.

### 8° Drenagem Linfática.

### 9° Máscara: Escolher uma das opções.

Aplique MÁSCARA IRRADIÉE (Máscaras) nas peles jovens, preparadas com: LOÇÃO TÔNICA (Proactive) para peles com óstios pouco dilatados.

MÁSCARA TURQUESA nas peles sensibilizadas.

Proteja os olhos com compressas de LOÇÃO BRANCA. Deixe por 15 a 20 minutos. Retire a Máscara com algodão ou gaze umedecidos em água.

### 10° Tonificar:

Passar LOÇÃO TÔNICA (Proactive).

### 11° Finalizar:

Com CITYCARE FPS60.