

TRATAMENTO INTENSIVO DE FLACIDEZ - COM HIDRATAÇÃO PROFUNDA

Protocolo de Radiofrequência

1° Higienização:

Higienize a área com SABONETE LÍQUIDO DE ERVA DOCE (Tradicional). Retirar com algodão umedecido.

2° Aparelho:

Aplique o aparelho de radiofrequência na face, principalmente nas áreas de ptose e linhas.

3° Tonificar:

Aplicar LOÇÃO REVITALIZANTE.

4° Máscara:

Aplique MÁSCARA FACIAL TURQUESA (Máscara). Deixe por 15 a 20 minutos.

5° Tonificar:

Aplicar LOÇÃO REVITALIZANTE.

6° Finalizar:

EMULSÃO REVITALIZANTE e CREME PARA A ÁREA DOS OLHOS COLÁGENO (Colágeno Marinho) e leve camada de CITY CARE FPS 60.

Frequência do tratamento: 6 a 8 sessões, com intervalos mínimos de 10 dias.

PAYOT
PROFISSIONAL

esthéticienne